




	Medida	Código	Referencia
●	8 Ch - 40 cm	499764	82084
●	10 Ch - 40 cm	499723	82104
○	12 Ch - 40 cm	400025	82124
●	14 Ch - 40 cm	499749	82144
●	16 Ch - 40 cm	499756	82164
●	8 Ch - 17 cm	499806	82081
●	10 Ch - 17 cm	499772	82101
○	12 Ch - 17 cm	499814	82121
●	14 Ch - 17 cm	499798	82141

Productos financiados por el SNS
Caja con 25 unidades.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Bibliografía:

- Hollister Clinical Study, CLR-00847, 2021
- Hollister Data on File, TR-00643, 2023
- European Association of Urology Nurses (EAUN), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), pages 25, 33, 47
- Hollister Data on File, CL-001027, CL-001013, CL-001018
- Hollister Data on File, CL-001015
- Hollister Data on file, CL-001017
- Hollister Data on File, CL-001025
- Roberts, R.A.; Griffin, S.E.; Sports Med. 1998, 26(3), 145-67 – Glycerol. Biochemistry, pharmacokinetics and clinical and practical applications
- Waller, L.; Telander, M.; Sullivan, L.; Spinal Cord 1997, 35, 229-233 - The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study
- Lundgren, J.; Bengtsson, O.; Israelsson, A.; Jönsson, A.C.; Lindh, A.S.; Utas, J.; Spinal Cord 2000, 38(1), 45-50 - The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra

Hollister Ibérica
Avenida de Bruselas nº 13
28108 Alcobendas
913 838 727
www.hollister.es



Usuarios de sondas de Hollister

Inspirada en la naturaleza

Presentamos HydraBalance™, la NUEVA Tecnología de Lubricación para una experiencia más segura¹ y natural² durante el sondaje





Experimenta la facilidad de uso¹ y confort² de HydraBalance™, la nueva tecnología de lubricación

La Tecnología de Lubricación HydraBalance™ está compuesta por componentes totalmente naturales. La combinación del revestimiento hidrofílico y el fluido hidratante crea una lubricación esponjosa, suave y deslizante, que ayuda a proteger la uretra. Esto favorece una inserción y retirada suave y sin esfuerzo para una experiencia de sondaje segura y natural^{3,4}

Características y ventajas de HydraBalance™



Inserción y retirada suave y segura⁵



Ayuda a proteger la uretra de microtraumas e Infecciones de Tracto Urinario (ITUs)³



Diseñada con ingredientes de origen natural para lograr un equilibrio adecuado y una experiencia de sondaje lo más natural posible⁶

Mejor para el planeta

La sonda Onli™ cuenta con la nueva Tecnología de Lubricación de HydraBalance™ libre de PVC y que reduce el uso y desperdicio de materiales^{*,7}



* En comparación con la versión anterior



La sonda se desliza suavemente para facilitar su uso y brinda a los usuarios confianza y más tiempo para disfrutar del día a día¹

Lubricación esponjosa y duradera* que ayuda a proteger la uretra de microtraumatismos e ITUs³

Lubricación suave y esponjosa

Tubo libre de PVC



Revestimiento hidrofílico

- La combinación del revestimiento hidrofílico y el fluido hidratante crea una **lubricación esponjosa, suave y deslizante** al entrar en contacto con la uretra³
- El fluido hidratante mejorado contiene **ingredientes de origen natural**⁴
- Contiene **glicerol**, un componente generado por nuestro cuerpo de forma natural y que proporciona un **equilibrio osmótico durante el cateterismo**⁸⁻¹⁰

* En comparación con la versión anterior