



Láminas* y Accesorios CeraPlus™

¿Por Qué Iniciar Este Viaje por la Salud de la Piel?

Las necesidades no satisfechas


La realidad de los pacientes ostomizados y del personal de la salud encargado del cuidado de los pacientes.



• Quantitative Ostomy User Needs Research, 2020.

La Dimensión del Problema

Incidencia y Prevalencia de las Complicaciones de la Piel Periestomal (CPP).



de los pacientes ostomizados han tenido, tienen o tendrán una CPP¹.

Las CPP disminuyen la calidad de vida e incrementan el coste de los cuidados.

Aún así menos de **1 de cada 5** pacientes buscará atención clínica.²




1. Richbourg L, Thorpe J, Rapp C. Difficulties Experienced by the Ostomate After Hospital Discharge. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007; 34(1): 70-79

2. Nybaek H, Bang KD, Norgaard LT, Karlsmark T, Jemec GB. Skin problems in ostomy patients: a case control study of risk factors. Acta Derm Venereol. 2009;89(1):64-67.

El Círculo Vicioso

La Etiología de las Complicaciones de la Piel Periestomal (CPP).

Piel Sana



**Complicaciones
de la piel periestomal**

**Trauma
mecánico**

La aplicación y retirada repetida de la lámina ocasiona daño en la piel (PMARSI)

Fugas

Causan una pobre adherencia y ocasionan daño en la piel (PMASD)


**Adherencia
de la lámina**

Una adherencia insuficiente ocasiona daño en la piel

El Rol de las Ceramidas


Las ceramidas son lípidos cerosos que mantienen unidos los corneocitos y contribuyen a la función barrera de la piel.

**Piel
Sana**



- Capaz de retener el agua
- Piel bien hidratada, sana
- Abundante en ceramidas

**Piel
Dañada**



- Incapaz de retener el agua
- Piel reseca, deshidratada
- Carente de ceramidas

CeraPlus™

Ostomy Products



Protección Donde Más Importa

Láminas y Accesorios CeraPlus™

La piel periestomal merece protección avanzada. Las nuevas láminas y accesorios CeraPlus™ proporcionan una fijación segura y confortable, protegen frente a fugas y ayudan a mantener una piel saludable. Infundidos con ceramidas, una defensa del propio cuerpo humano contra daño y sequedad, CeraPlus™ protege la piel desde el primer día.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logo de Hollister y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated
©Hollister España Mayo 2023



**contiene la tecnología
Remois de Alcare Co., Ltd.*



Ostomy Care

Piel Cuidada. Resultados Positivos.

Descubre los nuevos productos de Ostomía CeraPlus™

Láminas CeraPlus™ infundidas con ceramidas



Descripción	Estoma	Aro	C.N.	Ref.	Caja
Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo	✂ 13-25 mm	45 mm	400096	14400	5 uds
	22 mm	45 mm	400097	14420	5 uds
	25 mm	45 mm	400098	14425	5 uds
	✂ 13-38 mm	55 mm	400099	15400	5 uds
	29 mm	55 mm	400100	15429	5 uds
	32 mm	55 mm	400102	15432	5 uds
	✂ 13-51 mm	70 mm	400103	17400	5 uds



Descripción	Estoma	Aro	C.N.	Ref.	Caja
Lámina CeraPlus™ con Convexidad Suave y Borde Adhesivo	✂ 13-25 mm	45 mm	473686	14A00	5 uds
	22 mm	45 mm	473694	14A20	5 uds
	25 mm	45 mm	473702	14A25	5 uds
	✂ 13 -38 mm	55 mm	473744	15A00	5 uds
	29 mm	55 mm	473710	15A29	5 uds
	32 mm	55 mm	473728	15A32	5 uds
	✂ 13-51 mm	70 mm	473777	17A00	5 uds

Anillos Barrera Adapt Planos y Convexos CeraRing™



Descripción	Aro	Ancho	C.N.	Ref.	Caja
Anillo Barrera Plano con Ceramidas	48mm	4,5mm	494997	8805	10 uds
	48mm	2,3mm	497909	8815	10 uds



Descripción	Aro	C.N.	Ref.	Caja
Anillo Barrera Convexo con Ceramidas	17 - 26 mm	497883	89520	10 uds
	27 - 36 mm	497891	89520	10 uds

Todos los productos mostrados en está página están financiados por el S.N.S.

